



## **VISIÈRE DE PROTECTION**

**Visière de protection spécifique à utiliser uniquement comme protection oculaire et anti-éclaboussures contre la diffusion du virus Covid 19.**

**Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins.**

### **ASSEMBLAGE:**

- Lécran est livré en kit:
- - Un bandeau imprimé en 3D, prévu de 4 crochets
- - Un écran en plastique transparent prévu de 4 trous
- - Un élastique
- - Le montage est très simple et prend 2min.

### **ENTRETIEN:**

#### **Le bandeau**

- Stérilisation par l'eau bouillante (100° - max 2 h)
- Stérilisation sèche ( 120° - max 2 h)
- Désinfection en trempant dans l'eau savonneuse ou dans l'alcool d'isopropylique

#### **L'écran**

- Désinfection avec l'alcool d'isopropylique
- Ou avec l'eau savonneuse

#### **L'élastique**

- Nettoyage dans la machine à laver (70° )
- Désinfection avec l'alcool d'isopropylique
- Ou avec l'eau savonneuse

### **SPECIFICATION**

- La buée est minime et disparaît après quelques secondes
- Confortable à porter pendant une période prolongée de plus de 6h, car l'écran est fabriqué dans des matériaux légers et flexibles
- Comme le BS EN166s nécessite un test choc, nous l'avons fait nous-même. L'écran ne c'est pas cassé, seulement dévié de raison de la flexion du matériel utilisé. Tenez compte du fait que les gouttelettes ne sont pas de type d'impact et que ce test n'est pas nécessaire aux fins pour lesquels il a été conçu.

**PAS DE CERTIFICAT**